

DuoMix

シングルユース攪拌システム



DuoMixerは、攪拌子付きのシングルユースバッグと組み合わせて使用可能な攪拌システムです。
スケールに応じて、ベンチトップ型、フロアスタンド型の2種類を使い分けていただくことが可能です。

アプリケーション バッファー、培地、その他各種試薬の無菌調整

オプション 各種センサー（pH、導電率、温度）、温度制御ユニット、ペリスタルティックポンプ等

DuoMixミニ ベンチトップ攪拌システム



製品特徴

- プロセス開発に適したベンチトップ型ミキサー
- 1台のコントローラーで、3つの計量・攪拌モジュールを制御可能
- 2 L/5 L/10 L/20 Lのスケールに対応

システム仕様

コントローラーサイズ	L 410 x W 450 x H 250 mm	電圧	220 V/50 Hz or 110 V/50 Hz
ベース機器サイズ	L 400 x W 450 x H 150 mm	電流	2.4 A
機器素材	ABS	電力	200 W
ホルダー素材	PMMA or SUS304	重力計測範囲 (Net/kg)	0 - 20 kg
		重力計測精度	3 % (full scale)

DuoMix フロアスタンド攪拌システム



製品特徴

- タンク、制御システム、計量モジュールが一体となったシステム
- 対応スケール
50 L, 100 L, 200 L, 300 L, 500 L,
1,000 L, 1,500 L, 2,000 L, 2,500 L, 3,000 L

システム仕様

攪拌速度	最高 220 rpm	電圧	220 V/50 Hz or 110 V/50 Hz
主要素材	304 SS	電流	4.8 A
表面研磨	Ra≤0.8 μm	電力	750 W
		重力計測精度	3 % (full scale)

■ お問い合わせ先



〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-10
日本橋ライフサイエンスビル7
TEL : 03-6661-7918