

RephiQuik シリンジフィルター

滅菌個包装タイプ

直径：32 mm
膜素材：PES
孔径：0.22 μm
梱包数：個包装 100 個/パック



【特徴】

- 高流量・少ない抽出物
- 幅広い化学物質に対応

未滅菌タイプ（オートクレーブ可能）

直径：13 mm / 32 mm
膜素材：Nylon / PES / PTFE / PVDF
孔径：0.22 μm / 0.45 μm
梱包数：100 個/パック, 1000 個/パック


RephiQuik Max シリンジフィルター（未滅菌）

ろ過が困難なサンプルにも適した多層フィルター



2つのプレフィルター層を配置し、詰まりを軽減し処理効率を向上させます

直径：32 mm
膜素材：PES / PTFE / Nylon
孔径：0.22 μm / 0.45 μm
梱包数：100 個/パック



BrilliFlow® 滅菌フィルターボトル

【特徴】

- 医薬品用グレードのPESメンブレン
- ガンマ線滅菌済，個別包装
- DNase/RNaseフリーパイロジェンフリー

【アプリケーション】

- 細胞培養培地のろ過滅菌
- バッファーのろ過滅菌
- その他、夾雑物や凝集体のろ過

4つのサイズからお選びいただけます
150 mL/250 mL/500 mL/1000 mL

Volume (mL)	Filter membrane diameter (mm)	Working volume (mL)	Residual volume (mL)	Maximum operating temperature (°C)
150	50	150	3	45
250	50	250	3	45
500	75	500	3	45
1000	91	1000	3	45



■ お問い合わせ先